

## Kunststoffpolierer • Acrylic Polishers • Polissoirs pour la résine

### NTI Prothe<sup>t</sup>ics

Silikonpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe in drei unterschiedlichen abrasiven Stufen.

*Silicone polisher for prosthetic and orthodontic acrylics, a 3 - step system*

*Polissoirs en silicone pour les résines prothétiques et orthodontiques, avec trois degrés abrasifs différents.*



#### NTI Prothe<sup>t</sup>ics



Abrasive Vorpolutur, grün  
grobe Körnung.

*For pre-polish, green  
coarse grit.*

*vert - polissoir abrasif  
grain gros.*



Size  $\varnothing$  1/10 mm

100

Length in mm

24,5

Shank ISO 6/100

HP 658 104 ... 273 563 ...

REF

P0674

Opt. 15,000 rpm



#### NTI Prothe<sup>t</sup>ics



Feine Vorpolutur, grau  
mittlere Körnung.

*For fine polish with light shine  
medium grit.*

*gris - la granulométrie moyenne  
réalise un léger brillant initial.*



Size  $\varnothing$  1/10 mm

100

Length in mm

24,5

Shank ISO 6/100

HP 658 104 ... 273 543 ...

REF

P0664

Opt. 10,000 rpm



#### NTI Prothe<sup>t</sup>ics



Hochglanzpolitur, gelb  
ohne Körnung.

*For high gloss, yellow  
without grit.*

*jaune - assure le  
brillantage, sans grain*



Size  $\varnothing$  1/10 mm

100

Length in mm

24,5

Shank ISO 6/100

HP 658 104 ... 273 514 ...

REF

P0654

Opt. 7,000 rpm



#### NTI AcrylicMaster



Bearbeitung von prothetischen  
Kunststoffen, grobe Körnung.

*For polishing prosthetic acrylics,  
with coarse grit.*

*Pour le traitement des acry-  
liques prothétiques, grain gros.*



Size  $\varnothing$  1/10 mm

100

Length in mm

24,5

Shank ISO 6/100

HP 658 104 ... 273 533 ...

REF

P0634

Opt. 15,000 rpm



#### NTI AcrylicMaster



Bearbeitung von prothetischen  
Kunststoffen, feine Körnung.

*For polishing prosthetic acrylics,  
with fine grit.*

*Pour le traitement des acry-  
liques prothétiques, grain fin.*



Size  $\varnothing$  1/10 mm

100

Length in mm

24,5

Shank ISO 6/100

HP 658 104 ... 273 513 ...

REF

P0644

Opt. 10,000 rpm

**Wichtig: Unbedingt Drehzahlempfehlungen einhalten • Attention: Please observe recommended speeds •  
Important : Respecter impérativement les recommandations de la vitesse de rotation !**